

# FFP2 NR Protective Mask White 25τμχ

## Protective Mask FFP2 NR 5-layer 25τμχ

### Περιγραφή

Μάσκα μιας χρήσης πέντε στρώσεων (5 layers) με φίλτρο προστασίας FFP2 προσφέρει αναπνευστική προστασία μέσω του φίλτρου του με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος >95%, υψηλή ποιότητα και απόδοση. Σε μοντέρνα χρώματα.

### Χαρακτηριστικά

- Με ρυθμιζόμενο επιρρίνιο και άνετα ελαστικά στήριξης για σταθερή εφαρμογή.
- Μη υφασμένο κωνοειδές σχήμα πολυπροπυλενίου.
- 100% χωρίς λατέξ.
- Προστασία έναντι μη τοξικών υγρών αερολυμάτων και σωματιδίων.
- Αποτελεσματική προστασία για πολλές συνεχόμενες ώρες με άνεση.
- Φυλάσσετε σε δροσερό, καθαρό και ασφαλές μέρος, χωρίς να υπερβαίνει τους 40°.
- **Συνιστώμενος χρόνος χρήσης: 4 ώρες.**
- Προστασία από σωματίδια και υγρά μη τοξικά αερολύματα.
- Κάθε κομμάτι είναι συσκευασμένο από το εργοστάσιο και δεν έρχεται σε επαφή με ανθρώπινο χέρι μέχρι να ανοίξει. Μπορείτε να το έχετε στην τσέπη, το πορτοφόλι, το αυτοκίνητο ή οπουδήποτε χωρίς κίνδυνο μόλυνσης από εξωτερικούς παράγοντες έως ότου το χρησιμοποιήσετε
- **Πρότυπα: EN 149: 2001 + A1: 2009, EC 2598**

### Οδηγίες Χρήσης

- Κρατήστε τη μάσκα στο ένα σας χέρι με το έλασμα στα ακροδάκτυλά σας, επιτρέποντας στους ιμάντες να αιωρούνται, κάτω από το χέρι σας.
- Τοποθετήστε τη μάσκα κάτω από το σαγόني σας με το έλασμα προς τα επάνω.
- Περάστε πίσω τα αυτιά.
- Πιέζοντας με τα δάκτυλα εφαρμόστε σωστά το έλασμα στη μύτη σας.
- Ελέγξτε την σωστή τοποθέτηση. Σκεπάστε τη μάσκα με τα 2 σας χέρια και φυσήξτε δυνατά. Αν βγαίνει αέρας γύρω από τη μύτη σας, σφίξτε το έλασμα.

- **5 τεμάχια**

Η **Μάσκα Προστασίας Προσώπου FFP2 NR** διαθέτει άριστη εφαρμογή στην περιοχή του προσώπου και είναι πιο εργονομική στη χρήση από τις κοινές μάσκες. Είναι αναλώσιμη, φτιαγμένη από μη υφαντό υλικό, φιλική στο δέρμα και ενδείκνυται για την **προστασία από βλαβερά σωματίδια**.

### Ηλικία

Κατάλληλο για ενηλίκους.

Προφυλάξεις

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν μπορεί να πλυθεί.

Δεν συνιστάται η χρήση όταν ο αέρας δεν κυκλοφορεί, η αναπνοή δεν είναι ομαλή ή η συγκέντρωση οξυγόνου είναι χαμηλή (<19.5%).

Όταν η μάσκα είναι κατεστραμμένη ή βρώμικη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη μάσκα με μια νέα.

Αυτή η αναπνευστική συσκευή προορίζεται μόνο για ενήλικες.

Μην το ανταλλάξετε με άλλους.

Φυλάσσεται σε καθαρό, αεριζόμενο και ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -30ο έως +40ο C.

Κρατήστε τη μάσκα μακριά από πηγές φωτιάς και μολυσμένο περιβάλλον.

---

## Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μάσκες FFP2 & KN95;

Η μάσκα FFP2 KN95 είναι κατάλληλη για καθημερινή προστασία των PM2.5, μικροσωματιδίων, σταγονιδίων, επιδημιών όπως τον κορονοϊό. Χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή, έχει το υψηλότερο προστατευτικό αποτέλεσμα κατά του κορονοϊού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές απομόνωσης όπως και σε άλλες θέσεις υψηλού κινδύνου. Είναι η καταλληλότερη μάσκα για τη μέγιστη προστασία κατά του κορονοϊού.

### Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μάσκας FFP2, N95 και KN95;

Το N95 είναι ένας βαθμός αναπνευστήρα που πληροί τα πρότυπα των ΗΠΑ και έχουν γίνει αποδεκτά από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (NIOSH).

Το

KN95 ανταποκρίνεται στα κινεζικά πρότυπα για αναπνευστήρες GB 2626-2006, αναπνευστήρες

φίλτρου αυτό απορρόφησης έναντι των σωματιδίων. Οι συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και

οι μέθοδοι δοκιμών που βασίζονται σε αυτές τις δύο συνήθεις χρήσεις είναι οι ίδιες, επομένως

τόσο το KN95 όσο και το N95 έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα κατά του ιού.

Το FFP2 αφορά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, και όπως τις N95 Και τις KN95, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, οι μάσκες FFP2, N95 και KN95 είναι αποδεκτά πρότυπα που έχουν το ίδιο μέγιστο αποτέλεσμα κατά του κορονοϊού.

### Ποια μάσκα έχει τον υψηλότερο δείκτη προστασίας κατά του κορονοϊού;

1. Μέγιστο δείκτη προστασίας: FFP2-N95-KN95
2. Καλό δείκτη προστασίας: Μάσκα FFP1
3. Μεσαίο δείκτη προστασίας: Ιατρική χειρουργική μάσκα προσώπου
4. Χαμηλό δείκτη προστασίας: Μίας χρήσης προστατευτική μάσκα